









	Produit DP	Granulométries disponibles
	DP-Suspension P	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm, 0,25 µm, 0,1 µm
	DP-Suspension M	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm
	DP-Suspension A	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm, 0,25 µm
	DP-Spray P	35 µm, 15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm, 0,25 µm
	DP-Spray M	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm
	DP-Stick P	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm, 0,25 µm
	DP-Paste P	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm, 0,25 µm
	DP-Paste M	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm, 0,25 µm

////////////////////

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produits pour polissage diamanté (produits DP)

Diamants	Base aqueuse ou à base d'alcool	Taille du contenant*
Polycristallin	Eau	125 ml ** 500 ml 2,5 L 5 L
Monocristallin	Eau	500 ml 2,5 L 5 L
Polycristallin/ Monocristallin	Alcool	500 ml
Polycristallin	Alcool	150 ml
Monocristallin	Alcool	150 ml
Polycristallin	Solide	24 g
Polycristallin	Solide	10 g
Monocristallin	Solide	10 g

* Toutes les μm ne sont pas disponibles dans toutes les tailles de récipient.
Consultez le catalogue des consommables Struers pour plus de détails

**Dans un flacon doseur avec pompe pour une application manuelle